# آزمایش (۸)


## موضوع آزمایش: کار با تداخل سنج مایکلسون



#### وسایل مورد نیاز:

تداخل سنج مایکلسون لامپ سفید و لامپ جیوه و منبع تغذیه لامپ سدیم و منبع تغذیه پالایهی سبز یخش کننده نور


تداخل سنج مایکلسون – این تداخل سنج مطابق شکل ۱ – ۱۸ زدو آینه ی  $M_1$  و  $M_2$  که بر هم عمودند و دو تیغه هم جنس و هم ضخامت  $G_2$  و  $G_3$  که با یکدیگر موازی بوده و با آینه ها زاویه ۴۵ درجه می سازند تشکیل شده است. برای تغییرات جزئی آینه  $M_2$  از دو پیچ  $V_1$  و  $V_2$  استفاده می شود. یک چشمه ی گسترده (معمولا" یک تیغه ی شیشه ی مات پخش کننده نور که به وسیله ی یک لامپ تخلیه روشن شده است.) موجی را می فرستد که به وسیله ی سطح پائینی تیغه ی  $G_1$  که نیمه نقره اندود است دو قسمت می شود. یک قسمت باز تاب می کند و در امتداد  $G_1$  به آینه  $G_1$  برخورد کرده و در هیمن جهت برگشت می نماید.



(شکل ۱–۸)

قسمت دیگر از تیغهی  $G_2$  عبور کرده روی آینه  $M_2$  در جهت امتداد اولیه بازتاب می کند. این دو باریکه با هم تداخل کرده و تشکیل فریزهای دایرهای می دهند. تیغهی  $G_2$  در ایجاد فریزها اثری ندارد و فقط برای خنثی کردن اختلاف راه نوری ناشی از تیغه  $G_1$  در مسیر باریکه های عبوری قرار می گیرد.

برای تنظیم دستگاه منبع نور سفید را روشن کنید به طوری که نور روی دو آینه را بپوشاند. در نقطه E به آینه  $M_1$  نگاه کنید بایستی تصویر آینه ی  $M_2$  در آن دیده شود با تغییر دادن پیچهای  $V_1$  و  $V_2$  دو تصویر رشته ی لامپ سفید را بر یکدیگر منطبق کنید. پس از اینکه با نور سفید دستگاه را تنظیم کردید، لامپ جیوه را روشن کرده و پیچهای  $V_1$  و  $V_2$  را حرکت جزئی دهید تا فریزهای دایرهای مشاهده شوند، که می بایستی مرکزشان وسط میدان دید باشد. اگر مرکز فریزها کنار بود با تغییر جزئی پیچهای  $V_1$  و  $V_2$  می توانید این فریزها را به وسط بیاورید. (شکل  $V_2$ )



شکل ۲–۸

# آزمایش اول: اندازه گیری رابطهی تغییرات پیچ ریز سنج و فاصله بین دو آینه روش آزمایش:

مطابق شکل 1-A در کنار آینه M1 پیچ ریز سنج قرار دارد که آینه را در امتداد Oli تغییر مکان می دهد و با حرکت دادن این پیچ فریزها در مرکز محو یا ظاهر می شوند. همانطور یکه می دانید تغییر مکان پیچ ریز سنج تداخل سنج تغییر فاصله ی بین دو آینه ی Oli و olimits را نمی دهد. برای پیدا کردن این رابطه و مدرج کردن دستگاه از نور تکفام olimits بین دو آینه ی olimits olimits استفاده می کنیم (پالایه ی سبز را مقابل olimits بیچ و قرار دهید). در حالیکه فریزها کاملا" آشکار هستند در جه ی ریز سنج را یادداشت کنید و آنگاه پیچ ریز سنج را در جه ی که فریزها در مرکز ظاهر (محو) می شوند به آرامی بچرخانید و با دقت کامل تعداد صد فریز را شمرده و تغییر مکان را از روی پیچ ریز سنج خوانده و یادداشت کنید. اگر تغییر مکان پیچ ریز سنج را با olimits نشان دهیم. از طرف دیگر را دانستن olimits با استفاده از رابطه ی

$$2d=n\lambda$$
 (A-1)

می توان فاصله ی بین دو آینه یعنی d را بدست آورد. با استفاده از مقدار d نسبت d را محاسبه کرد. این اندازه گیری را حداقل پنج باره تکرار کنید و نتایج حاصله را در جدول -1 یادداشت کنید. با محاسبه نسبت -1 را دانستن تغییر مکان پیچ ریز سنج می توان به سادگی با ضرب آن در نسبت یاد شده تغییر فاصله بین دو آینه را برای طول موجهای دیگر بدست آورد. توجه کنید که از این نسبت در آزمایش بعدی استفاده می شود پس سعی کنید مقدار میانگین -1 بدقت اندازه گیری شود.

### آزمایش دوم: تعیین اختلاف طول موج دو خط زرد سدیم

همسازی و ناهمسازی دو طول موج – طیف لامپ سدیم از دو طول موج نزدیک به هم تشکیل شده است. در صورتیکه تداخل سنج را با لامپ سدیم روشن کنیم، دو سیستم فریزهای دایرهای بوجود می آید. حالتی که فریزهای دو سیستم بر هم منطبق باشند را همسازی گویند. اگر به تدریج فاصله بین دو آینه را تغییر دهیم به حالتی می رسیم که فریز روشن یک سیستم بر روی فریز تاریک سیستم دیگر قرار می گیرد و چون دو طول موج نزدیک بهم هستند میدان دید بطور یکنواخت روشن خواهد بود که این حالت را ناهمسازی می گویند. (شکل ۳-۸)

شکل ۳–۸



اگر طول موجی زرد سدیم را به ترتیب  $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_1$  و  $\lambda_2 > \lambda_2$  بگیریم ، در حالت ناهمسازی رابطه زیر برقرار است:

$$2d = m\lambda_1 = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_2 \tag{A-Y}$$

که در آن m شماره فریز می باشد. حال اگر بین دو ناهمسازی متوالی n فریز در سیستم  $\lambda_1$  وجود داشته باشد (n+1) فریز در سیستم  $\lambda_2$  وجود خواهد داشت و در نتیجه برای ناهمسازی بعدی می توان نوشت:

(**\Lambda-\Gamma**)

$$2d' = (m+n)\lambda_1 = \left(m+n+1+\frac{1}{2}\right)\lambda_2$$

از تفاضل دو رابطه ۲-۸ و ۳-۸ داریم:

$$2(d'-d) = n\lambda_1 = (n+1)\lambda_2 \tag{A-F}$$

#### و یا می توان نوشت:

$$n\lambda_1 = (n+1)\lambda_2 \qquad 2(d'-d) = n\lambda_1 \qquad (A-\Delta)$$

حال اگر n را از روابط (۵-۸) حذف کنیم خواهیم داشت:


$$\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(d'-d)} \tag{A-9}$$

در رابطه ۶- ۸، 
$$(d'-d)$$
 فاصله بین دو ناهمسازی متوالی است که آن را با  $1$  نشان می دهیم و داریم: 
$$\Delta \lambda = \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2l} \tag{A-V}$$

#### روش آزمایش:

بادقت لامپ سدیم را بجای لامپ جیوه قرار داده و سعی کنید که به سایر قسمتهای دستگاه دست نزنید. در این حالت تنظیم اولیه دستگاه برقرار بوده و با تغییر بسیار جزئی  $V_1$  و  $V_2$  می توان فریزهای مربوطه را مشاهده کرد. پیچ ریز سنج مخصوص انتقال آینه  $M_1$  را بچرخانید تا فریزها محو شوند (حالت ناهمسازی). اگر فریزها

کاملا" محو نمی شوند و ناهمسازی واضح نیست بطور تقریب بهترین محل را پیدا کنید. برای نتیجه بهتر همواره پیچ ریز سنج را در یک جهت بچرخانید و در صور تیکه از ناهمسازی بعدی گذشتید مقدار زیادی به عقب برگردید و دوباره جهت حرکت را عوض کنید تا به ناهمسازی مربوطه برسید. هنگامی که پیچ ریز سنج را برای ناهمسازی اول میزان کردید عدد مربوط را از روی پیچ یادداشت کرده و دوباره پیچ انتقال را بچرخانید تا از ناهمسازی دوم گذشته و به ناهمسازی سوم برسید. این فاصله بین سه ناهمسازی متوالی را مطابق شکل  $\Lambda$  با  $\Lambda$  نشان دهید و مطابق شکل می توانید فاصله بین دو ناهمسازی متوالی یعنی  $\Lambda$  را که برابر نصف  $\Lambda$  است محاسبه کنید. برای تعیین مقدار  $\Lambda$  از میانگین ضریب نسبت  $\Lambda$  آراکه آزمایش اول استفاده کنید.



این آزمایش را برای دقت بیشتر حداقل سه بار تکرار کرده و با استفاده از رابطهی ۷–۸ مقدار  $\Delta\lambda$  را با فرض اینکه  $\lambda_1\lambda_2$  برابر  $\lambda_3$  باشد، محاسبه کنید و اعداد مربوطه را در جدول ۲–۸ بنویسید.

#### محاسبه خطا:

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول -1 خطای مربوط به d و d را تعیین کرده و سپس مقدار خطای نسبت d/D را بدست آوردید.

همچنین خطای اختلاف طول موج دو خط طیفی سدیم از رابطهی زیر بدست آورید: (۸-۸)

$$\frac{\delta(\lambda_1-\lambda_2)}{\lambda_1-\lambda_2}=\frac{\Delta l}{l}$$

که در آن با توجه به خطای نسبت  $\mathrm{d/D}$  و خطای ' $\mathrm{L}$  مقدار  $\mathrm{d}$  رامحاسبه کرده و خطای اختلاف طول موج دو طیف سدیم رابدست آورید.

### بسمه تعالی آزمایشگاه اپتیک جدولهای آزمایش ۸

ئلسون جدول ۱-۸	اخا سنح مان	مدرج کردن تد

دفعات	D(mm)	d(mm)	d/D
1			
۲			P
٣			
		میانگین	

جدول ۲-۸	بین اختلاف طول موج دو خط زرد سدیم	تع
η-, <u>-</u> -,,	ین احدادت حول موج دو حت زرد سادیم	•

<b>U</b> 3 ·	1	, C, <b>U</b> ,	<b></b>
دفعات	L'(mm)	L(mm)	Δλ(Å)
1			
۲		21	
٣		17.2	
		میانگین	